

## 猴脂肪间充质干细胞完全培养基使用说明书

产品编号: NG-CM2665

规格: 500mL/Kit

### 产品内容

名称	各组分含量	成分
DMEM 高糖基础培养基	89%	445mL
特级胎牛血清	10%	50mL
青-链霉素 (双抗)	1%	5mL

### 产品简介

猴脂肪间充质干细胞完全培养基, 包含适合猴脂肪间充质干细胞生长的基础培养基、特级胎牛血清和双抗。能够满足猴脂肪间充质干细胞的生长营养需求, 可长期维持猴脂肪间充质干细胞在体外良好的生长状态。

### 产品特点

- 1、产品中血清已经过严格筛选, 更适合细胞的生长需求。
- 2、产品经过无菌检测、pH 测试、渗透压检测、内毒素检测等质量检测, 批间差异小。
- 3、产品使用方便、快捷。

### 完全培养基的配制方法

1. 配制前将特级胎牛血清及青-链霉素 (双抗) 放置于 4°C 冰箱内完全融化。

**注意:** 融化后的血清中可能出现絮状物, 其主要成分为析出的血纤蛋白, 这不会影响产品使用效果; 如絮状物较多, 可离心去除 (不建议过滤, 过滤会造成部分营养物质丢失)。

2. 用 75% 医用酒精擦拭消毒试剂盒中各瓶/管表面。
3. 将血清和青-链霉素 (双抗) 全部加入基础培养基中, 血清的终浓度为 10%。
4. 拧紧基础培养基瓶盖, 轻柔上下颠倒将培养基充分混匀。

**注意:** 若使用量较少, 建议根据实际使用情况分批配制。请按照上述成分表的比例配制所需量。

剩余的血清可根据实际情况先分装, 严格按照保存条件妥善保存, 切忌反复冻融。

5. 配制好的完全培养基标注名称、配制日期等信息。

## 保存条件

试剂名称	保存条件	有效期
DMEM 高糖基础培养基	2-8℃	1 年
特级胎牛血清	-20℃	6 年
青-链霉素（双抗）	-20℃	1 年
猴脂肪间充质干细胞完全培养基	2-8℃	1 个月

## 质量控制

本产品已经过无菌检测、pH 测试、渗透压检测、内毒素检测。

## 注意事项

- 1、本产品所有组分均为无菌包装，在使用过程中请注意无菌操作，避免微生物污染；若配制过程有污染风险，可将完全培养基过滤除菌。
- 2、本产品发货时使用冰袋运输，若收到货后暂时不使用，请按照保存条件将各组分保存。
- 3、为了您的安全和健康，操作时请穿着实验服并佩戴一次性手套。

**声明：**本产品供科学研究和生产使用，用于组织和细胞的体外培养；禁止临床使用。