

狗血浆（EDTA 抗凝）

【货号】 NG-BS0383

【规格】 50mL/100mL

【保存】 -20°C，12个月。

【产品简介】

狗血浆（EDTA 抗凝）是通过无菌采集 EDTA 抗凝狗血，离心取上清制成。

【使用方法】

1、根据具体实验来使用。

【注意事项】

1、注意无菌操作，避免反复冻融。

2、血浆冻融后可能出现的絮状沉淀物，通常是血浆冻融过程中脂蛋白的变性所造成，并不影响产品质量，可通过离心除去，离心条件为 3500rpm，10min。