

比格犬血浆（柠檬酸钠抗凝）

【货号】 NG-BS0385

【规格】 100mL

【保存】 -20°C，12个月。

【产品简介】

比格犬血浆（柠檬酸钠抗凝）是通过无菌采集柠檬酸钠抗凝比格犬血，离心取上清制成。

【使用方法】

- 1、根据具体实验来使用。

【注意事项】

- 1、注意无菌操作，避免反复冻融。
- 2、血浆冻融后可能出现的絮状沉淀物，通常是血浆冻融过程中脂蛋白的变性所造成，并不影响产品质量，可通过离心除去，离心条件为 3500 rpm，10min。